

# NÁVOD NA POUŽITÍ

**Přečtěte si před prvním použitím pozorně tento návod na použití. V případě dalších otázek se obraťte na svého lékaře, nebo lékárníka.**

Výrobce: NeilMed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BULD, Santa Rosa, CA 95403 USA

## NasaMist All-In-One NeilMed – sprej pro hydrataci nosu a jeho oplach

NasaMist Saline Spray All-In-One je přírodní, solný roztok pro hydrataci nosu a pro jeho oplach. Tento nepálivý solný sprej pomáhá zmírnit alergickou rýmu, suchost, kapání z nosu a překvení nosní sliznice, které mohou doprovázet nachlazení, nebo chřipku. Uklidňuje, hydratuje a čistí pomocí tří speciálně navržených trysek:

1. Ultra jemný rozprašovací nástavec pro nosní hydrataci: Tento nástavec lze použít pro děti od 1 roku pro hydrataci a zklidnění suchých nosních dírek. Vložte ultra jemný nástavec do nosní díry a stiskněte tlačítko, dokud nedojde k nastříkání požadovaného množství roztoku.
2. Střední nástavec: Tento nástavec lze použít pro děti od 5 let. Nástavec umožňuje dávkování středně silného proudu, který se dostane hlouběji do nosních dírek.
3. Velkoobjemový nástavec: Používá se pro celkový oplach nosu a dutin. Tento nástavec lze použít pro děti od 5 let.

### Obsah balení:

- 1x lahev o objemu 177 ml (6 fl oz) se 3 speciálně navrženými tryskami (ultra jemný rozprašovací nástavec, střední nástavec, velkoobjemový nástavec)
- vzdělávací brožura a návod k použití

### NasaMist Saline Sprej pomáhá zmírnit:

- nosní alergie a suchost
- sinusitidu, rýmu
- alergické astma
- problémy s odkapáváním z nosu
- tlak v dutinách a překvení nosní sliznice
- nosní příznaky při chřipce a nachlazení
- podráždění nosu pracovním a domácím prachem, kouřem, zvířecími chlupy, trávou, pyly, a kouřením

### Pokyny pro použití NasaMist Sprej Saline All-In-One

1. Vložte špičku nástavce do nosní díry a jemně stiskněte, dokud nedojde k uvolnění požadovaného objemu a dokud nejsou nosní díry vlhké.
2. Postup opakujte pro druhou nosní díru (u kojenců a dětí nevkládějte trysku přímo do nosu za eho zevní okraj).

Používejte tak často, jak často je potřeba zvlhčovat.

### Speciální instrukce pro použití velkoobjemového nástavce

Postavte se k umývadlu do pohodlné polohy a mírně skloňte hlavu. Mějte otevřená ústa, nezadržujte dech a umístěte špičku nástavce do nosní díry, mačkejte aktivátor, dokud nezačne tekutina vytékat z opáčné nosní díry, případně z vašich úst. Nechte proud vytékat 2 až 3 sekundy, tekutinu nepolykejte. Jemně se vysmrkejte, tak, aby Vás v nose neštálo a abyste nevyvíjeli zbytečný tlak na ušní bubínky. Pokud to tolerujete, popotáhněte nosem před tím, než se vysmrkáte a vtáhněte dovnitř zbytky tekutiny. To Vám umožní vyčistit oblast nosohltanu, což je za oblast v zadní části nosních průchodů. Občas se může část tekutiny dostat do zadní části krku. Pokud se tak stane, vyplivněte ji. Chcete-li pomoci odstranění jakýchkoliv zbytků tekutiny, jemně se vysmrkejte s hlavou nakloněnou na stranu. Celý proces opakujte i pro druhou nosní díru.

### Varování

- Z důvodů snížení rizika kontaminace se doporučuje přípravek užívat pouze jedním uživatelem.
- Při používání nezablkujte zcela nosní průchody, vyhněte se tak tlaku v nose nebo uších.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obsah je pod tlakem, prosím, nepropichujte ani nespálujte.
- Skladujte při teplotách mezi 5 až 55 °C, mimo sluneční záření a mimo dosah zdrojů tepla.
- Poradte se s lékařem před použitím u dětí mladších než šest měsíců.
- Nenechte přípravek zmraznout.

Nosní spreje nemohou být považovány za plnohodnotný oplach a promytí nosních a vedlejších nosních dutin. K tomu slouží přípravky založené na použití velkého objemu tekutiny (Sinus Rinse).

Dovozce:

ASCOMED, s. r. o.  
Pod Cihelnou 664/6  
161 00 Praha 6  
Tel.: +420 233 313 578  
www.ascomed.cz

Všechny uvedené produkty patří mezi zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotního pojištění. Před použitím přípravku si pozorně přečtěte příložený návod k použití.

