

# NÁVOD NA POUŽITÍ

**Přečtěte si před prvním použitím pozorně tento návod na použití. V případě dalších otázek se obraťte na svého lékaře, nebo lékárníka.**

Yvýrobce: NeilMed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BLVD, Santa Rosa, CA 95403 USA

## **PediaMist sprej NeilMed – dětský sprej pro hydrataci nosu a jeho oplach**

PediaMist je přírodní, solný roztok pro hydrataci nosu a pro jeho oplach. Tento nepálivý solný sprej pomáhá zmírnit alergickou rýmu, suchost, kapání z nosu a překrvení nosní sliznice, které mohou doprovázet nachlazení, nebo chřipku. Uklidňuje, hydratuje a čistí.

### **Obsah balení:**

- 1x lahev o objemu 75 ml (2,53 fl oz)
- vzdělávací brožura a návod k použití

### **PediaMist sprej pomáhá zmírnit:**

- nosní alergie a suchost
- sinusitidu, rýmu
- alergické astma
- problémy s odkapáváním z nosu
- tlak v dutinách a překrvení nosní sliznice
- nosní příznaky při chřipce a nachlazení
- podráždění nosu pracovním a domácím prachem, kouřem, zvířecími chlupy, trávou, pyly, a kouřením

### **Pokyny pro použití PediaMist sprej**

1. Vložte špičku nástavce do nosní díry a jemně stiskněte, dokud nedojde k uvolnění požadovaného objemu a dokud nejsou nosní díry vlhké.
2. Postup opakujte pro druhou nosní díрку (u kojenců a dětí nevkládejte trysku přímo do nosu za jeho zevní okraj).

Používejte tak často, jak často je potřeba zvlhčovat.

### **Varování**

- Z důvodů snížení rizika kontaminace se doporučuje přípravek užívat pouze jedním uživatelem.
- Při používání nezatlačte zcela nosní průchody, vyhněte se tak tlaku v nose nebo uších.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obsah je pod tlakem, prosím, nepropichujte ani nespalujte.
- Skladujte při teplotách mezi 5 až 55 °C, mimo sluneční záření a mimo dosah zdrojů tepla.
- Poradte se s lékařem před použitím u dětí mladších než šest měsíců.
- Nenechte přípravek zmrznout.

Nosní spreje nemohou být považovány za plhodnotný oplach a promytí nosních a vedlejších nosních dutin. K tomu slouží přípravky založené na použití velkého objemu tekutiny (Sinus Rinse).

Dovozce:

ASCOMED, s. r. o.  
Pod Cihelnou 664/6  
161 00 Praha 6  
Tel.: +420 233 313 578  
www.ascomed.cz

Všechny uvedené produkty patří mezi zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotního pojištění. Před použitím přípravku si pozorně přečtěte přiložený návod k použití.

